



Ballancer[®]

Pressoterapia Médico-Estética

O VERDADEIRO SISTEMA DE DRENAGEM

Ballancer®

O VERDADEIRO SISTEMA DE DRENAGEM

As pressoterapias Ballancer® conquistaram a sua posição de marca de prestígio mundial já que se distinguem por serem os sistemas que mais se assemelham às massagens manuais.

A sobreposição das 24 células dos fatos e os programas progressivos e sequenciais permitem massagens graduais a partir das extremidades resultando em tratamentos extremamente eficazes no que diz respeito à ativação venosa e linfática.

Ballancer® 505

A Ballancer 505® é um Sistema Terapêutico de Compressão Estético que consiste num dispositivo de terapia sequencial e de mangas de compressão insufláveis para uma utilização estética profissional. O sistema realiza uma massagem distal ou proximal nas extremidades tratadas com uma ação direta no sistema linfático e venoso.

O ar da unidade de controlo de pressão é distribuído através de um conjunto de tubos conectados a uma manga de compressão, adaptada às extremidades superiores e inferiores presos com fechos.

A pressão do ar ativa até 24 células sobrepostas localizadas em cada manga de compressão. As células são ativadas de forma sequencial num movimento peristáltico unidirecional. Esta ação de massagem ajuda a estimular o sistema linfático e venoso.



INDICAÇÕES

- Celulite
- Redução de volume (pernas, braços, tórax e abdómen)
- Redução de edemas pré e pós-lipoaspiração
- Alívio do inchaço das pernas e dor associado a insuficiência venosa, obesidade ou períodos prolongados em pé
- Alívio da dor muscular, relaxamento e redução de stress
- Refirmação e tonificação da pele

Ballancer® Lite



A Ballancer® Lite é um sistema de compressão estético que consiste num compressor programável de terapia sequencial e calças com 16 células sobrepostas. Este sistema realiza uma massagem desde os pés até ao resto do corpo estimulando a circulação dérmica e subdérmica e o fluxo sanguíneo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CICLOS	Pré-tratamento Ballancer® Wave
PRESSÃO	20-80mmHg
CONSUMO	25W
PESO	7Kg
DIMENSÕES	38x31x17cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CICLOS	Ballancer® Slim
PRESSÃO	20-80mmHg
PESO	7Kg
DIMENSÕES	38x31x17cm

Ballancer® 606

Numerosos estudos na área médica no uso de tratamentos de edema linfático, como doenças venosas, permitiram um avanço importante na sua utilização na área estética. A Ballancer® é o resultado dessas investigações, o seu sistema consiste em 3 elementos principais:

- Compressor
- Calças
- Jaqueta

INDICAÇÕES

- Celulite
- Pré e pós lipoaspiração
- Gravidez: pré e pós-parto
- Má circulação
- Pernas cansadas
- Retenção de líquidos

CICLOBALLANCER®

Pré-tratamento:

Aconselha-se a utilização deste ciclo no início da sessão para preparar as vias linfáticas.

Pressão: 20-40mmHg

Este programa é exclusivo do sistema Ballancer.

Wave:

Ciclo que cria uma onda lisa de pressão que sobe pelo membro de distal a proximal.

Esta massagem profunda é indicada para iniciar os tratamentos da celulite. É, também, ideal para massagem de recuperação desportiva e relaxamento muscular.

Este ciclo progride segundo um determinado nível de pressão, ou seja, a célula seguinte só se ativa quando a anterior atinge a pressão solicitada.

Ballancer®:

Aconselha-se a utilização deste ciclo no final da sessão para relaxamento do cliente.

Este ciclo funciona como o ciclo Wave mas baseia-se no tempo em vez da pressão. A célula seguinte ativa-se segundos depois da anterior. A uniformização desta massagem é extremamente estimulante para a pele e vasos linfáticos pelo que se recomenda nos casos de tratamento para pernas cansadas ou sessões de relaxamento.

Slim:

O ciclo Slim aplica uma massagem unidirecional que começa na base da extremidade tratada, sobre o pé ou a mão, e progride até ao tórax até que toda a sua extensão (perna ou braço) seja comprimida.

Este ciclo é indicado para tratamento de edemas linfáticos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CICLOS	Pré-tratamento Ballancer® Wave Slim
PRESSÃO	20-80mmHg
CONSUMO	65W
PESO	7Kg
DIMENSÕES	17x37,5x31,5cm



Jaqueta e calças Lympha Press Ballancer®

Estes modelos exclusivos Ballancer® têm **24 células sobrepostas** repetidas em 7 células em cada membro e para o tórax e costas. Permitem um tratamento completo da parte superior/inferior do corpo. O modo de atuação é único: partindo das extremidades para o centro do corpo, de acordo com os princípios básicos da drenagem linfática manual (DLM).

Os ajustes, com um sistema original de 5 cintas, as costas e os braços/pernas com expansores ligados ao jaqueta/calças, tornam-os verdadeiramente versáteis.

Os conjuntos de tubos estão pré-conectado às células. A ligação ao compressor é feita por 2 conectores práticos.

Compatíveis com os modelos Ballancer® 505 e 606



JAQUETA COM 24 CÉLULAS



CALÇAS COM 24 CÉLULAS

Calças Ballancer® Lite

As calças Ballancer® Lite têm 16 células sobrepostas que se ativam de modo sequencial, aplicando uma massagem unidirecional peristáltica suave que ajuda na estimulação da circulação venosa e linfática.

Compatíveis com o modelo Ballancer® Lite



CALÇAS COM 16 CÉLULAS

Ballancer®

O VERDADEIRO SISTEMA DE DRENAGEM