

Silício orgânico. Promove a formação de colagénio e a síntese de elastina

O silício orgânico promove a formação de fibras de colagénio, bem como a prolongação e fortalecimento das existentes. Favorece a formação de novo tecido conectivo (participa na criação da elastina, do colagénio, dos proteoglicanos e das glicoproteínas) e evita a sua destruição. O silício também é um regulador do metabolismo celular e um protetor metabólico.

O silício orgânico estimula a nutrição celular, a hidratação e o brilho da pele. Também se emprega contra os sinais de fadiga, melhorando a firmeza da pele.

Conteúdo

- Ampola de 20 x 5 ml

Indicações

- Flacidez
- Antienvelhecimento
- Queda de cabelo
- Celulite

Aplicação

- **Sessões:** 4-8
- **Frequência:** uma vez por semana

TKN Mesoject

1) Aplicação manual

Manutenção

- **Frequência:** 1 ampola em cada dois meses



Combinações possíveis

Solução TKN	TKN Monodoses	Quantidade orientativa (ml)
ANTIENVELHECIMENTO45 +	Polivitamin BCAE	2.5
	Lumicen	2.5
	Hyaluron 2	2
	CudenoX	1
	Silicor	2
	Lumicen	2.5
	Hyaluron 2	1
	DM-Silk	2.5
	Pirastinol	2
	Silicor	2

Combinações possíveis

Solução TKN	TKN Monodoses	Quantidade orientativa (ml)
CONTORNO DE OLHOS	Rutinel	2
	Asiacen	2
	Gybilon	2
	Myotec	2
	Silicor	2
MÃOS	Idebenyl Tight	2.5
	Pirastinol	2.5
	Silicor	2
DUPLO QUEIXO	Levocarnicel	2.5
	Cofinet	1
	Silicor	2.5
	Asiacen	2
ACNE MODERADO	Rutinel	2
	Asiacen	2
	Gybilon	2
	Myotec	2
	Silicor	2
ACNE COMEDÓNICO, PELE OLEOSA	Thrinamide	2.5
	Silicor	1
	Asiacen	2
	Cynomax	2
	Cudenox	2.5
	Pirastinol	2
MARCAS DE ACNE	Silicor	2.5
	Thrinamide	2.5
	Ascormax	2.5
	Asiacen	1
	Silicor	1
QUEDA DE CABELO	Tauricol	2.5
	Rutinel	2
	Gybilon	2
	Silicor	1

Solução TKN	TKN Monodoses	Quantidade orientativa (ml)
ANTI-ESTRIAS / CICATRIZES	Thrinamide	2.5
	Ascormax	2.5
	Asiacen	1
	Silicor	1
FIRMEZA	Dimenyl	2.5
	Ascormax	1
	Silicor	2.5
	Pirastinol	2
ADELGAÇANTE	Cofinet	1
	Levocarnicel	2.5
	Silicor	1
	Asiacen	2
CELULITE EDEMATOSA	Rutinel	2
	Gybilon	2
	Silicor	1
	Cynomax	2.5
CELULITE DURA	Asiacen	2
	Cofinet	1
	Silicor	1