

LYMPHA PRESS OPTIMAL[®] PLUS

Nº 1 EM SISTEMAS DE TERAPIA DE
COMPRESSÃO DINÂMICA

TRATAMENTO DE LINFEDEMA, LIPEDEMA E INSUFICIÊNCIA VENOSA



SWEET LINE
YOU

LYMPHA PRESS OPTIMAL® PLUS

O sistema de compressão dinâmica de 12 câmaras mais avançado e versátil para o tratamento de linfedema, disponível no mercado atualmente.

FUNCIONAMENTO

O Lympha Press Optimal® Plus oferece uma ampla gama de funcionalidades exclusivas e de última geração para uma personalização completa às necessidades específicas do paciente. O sistema, que inclui um módulo Bluetooth para comunicação com a aplicação móvel Lympha Press®, permite pela primeira vez que os profissionais de saúde programem facilmente a consola e personalizem totalmente o tratamento, utilizando o seu telemóvel.



- Intervalo ajustável de 20 a 90 mmHg
- Ajuste do nível de pressão para câmaras individuais ou em grupos
- Opção para ignorar células
- Pausa ajustável automática entre os ciclos de insuflação/deflação, para pacientes com doença arterial/venosa mista e outras necessidades
- Retenção ajustável no final do ciclo de insuflação, para um tempo extra de compressão proximal
- Opção para criar, exportar e partilhar vários protocolos de tratamento
- Opções de programação flexíveis através da consola do dispositivo, software para PC ou de uma aplicação móvel exclusiva LymphaPress® com conectividade Bluetooth
- Tecnologia Inteligente Lympha Press® Smart Technology™
- Compatível com uma gama abrangente de vestuário único e inovador, com design patenteado de câmara sobreposta
- Multi-Voltagem

MODOS DE TRATAMENTO

- **Lympha sequencial:** para uma redução eficaz do edema e da fibrose
- **Modo peristáltico em onda:** para um tratamento confortável e eficaz em pacientes com desconforto distal
- **Pretherapy™:** baseado nos princípios da drenagem linfática manual
- **Post-therapy™:** um modo exclusivo adicional que oferece terapia a uma área específica após o tratamento principal ser concluído



ESPECIFICAÇÕES

- **Modelo:** Lympha Press® Optimal Plus, modelo 912
- **Programas:** Pretherapy, Sequencial, Peristáltico, Pós-terapia
- **Intervalo de Pressão:** 20-90 mmHg
- **Peso:** 4,5 kg
- **Dimensões:** 34 x 24 x 19,8 cm
- **Potência de Entrada:** 100-240 VAC, 50-60 Hz

SWEET LINE
YOU

PORTO | R. Delfim Ferreira, 649. 4100-201 Porto, Portugal. T. [+351] 226 051 210 (rede fixa nacional) / F. [+351] 226 051 218
LISBOA | R. Rodrigues Sampaio, 7/7A. 2795-175 Linda-a-Velha, Portugal. T. [+351] 214 155 117/8 (rede fixa nacional) / F. [+351] 214 155 185
www.sweetlineyou.pt | geral@slyou.pt

Siga-nos:

